



GENERÁTOR BG3 MA 3 FUNKCE  
 1. FUNKCE BG - VYRÁBÍ JEMNÉ MIKROPROUDY  
 2. FUNKCE SILVER - VÝROBA KOLOIDU STŘIBRA  
 3. FUNKCE ZAPPER - VYRÁBÍ JEMNÉ FREKVENCE

S BG3 lze provádět testy a působit na anorganické a organické materiály.

Základní pravidla pro přikládání elektrod BG a Zapper

1. Jakýkoliv anorganický a organický materiál
2. Elektrody BG přiložit na zápěstí v místě nejsilnějšího impulsu
3. Elektrody BG lze umístit po jedné na každé zápěstí nebo jinde
4. Místo umýt mýdlovou vodou
5. Pot a nečistoty brání proudění
6. Potenciometrem lze měnit tok proudu (pouze u BG)
7. Elektrody Zapper lze držet v dlaních nebo přikládat na různé body

Nízkofrekvenční generátor BG3 je český výrobek. Prohlášení o shodě platné v EU.

FUNKCE BG

Vyrábí mikroproudy 50 - 100 µA  
 Ničí viry, bakterie a jejich patogeny  
 Okysličuje a zvyšuje zásaditost  
 Rozkládá shluky červených krvinek  
 Čistí krev od toxinů  
 Posiluje imunitu  
 Tvoří negativní ionty prospěšné pro zdraví  
 Rozpouští tuk  
 Podporuje růst



Funkce BG se z důvodu bezpečnosti vypne při zapojení síťového adaptéru.

FUNKCE ZAPPER

Zapper podle protokolu Dr. Clarkové  
 Automatický provoz v pásmu 10 - 33 kHz  
 Jemné frekvence eliminují viry  
 Posilují imunitu



Funkce Zapper se z důvodu bezpečnosti automaticky vypne při zapojení síťového adaptéru.

FUNKCE SILVER

Pro výrobu použijte univerzální kábl a redukcí  
 Doporučujeme provoz s adaptérem  
 Vyrobený koloid má hustotu 5 ppm  
 Používejte destilovanou vodu z vaší lékárny  
 Stříbro zabíjí viry  
 Antibakteriální účinky



Při manuálním režimu trvá výroba koloidu ve sklenici přibližně dvě hodiny.



RŮZNÉ DRUHY VYUŽITÍ: Mikroproudy funkce BG podporují růst rostlin a mění vlastnosti tekutin. Ruloformy, shluky červených krvinek, se oddělují. Dochází k obnově přirozeného krevního oběhu.

Informace o BG3 najdete v časopise WM magazin: [www.wmmagazin.cz](http://www.wmmagazin.cz)

alternativní medicína



Nepřipojujte MPG30 na měnič napětí v automobilech! Hrozí poškození, na které se nevztahuje záruka.

S MPG30 lze provádět testy a působit na anorganické a organické materiály.



Magnetický pulsní generátor MPG30 je český výrobek. Prohlášení o shodě pro EU.

Vybrané body pro přikládání pulsní cívky

1. Jakýkoliv anorganický a organický materiál
2. Lymfatické uzliny a orgány
3. Místa zánětu, otoky, pretížení
4. Místa známých nádorových buněk
5. Játra jsou orgánem látkové výměny
6. Šlachy, kosti, klouby
7. Magnetické pulzy rychle uleví a odstraní příčinu bolesti
8. Solar plexus, bod na hrudi, je nervový spletenec, který propojuje dutiny břišní, plíce, srdce a mozek

Po 20 minutách provozu MPG30 vypněte a nechte cívku vychladnout.



Uklidňuje a tlumí bolest  
 Neutralizuje bakterie  
 Neutralizuje výrůstky  
 Reguluje záněty  
 Uklidňuje nervy  
 Eliminuje bolest  
 Tlumí hyperaktivitu orgánů  
 Okysličuje  
 Zvyšuje zásaditost  
 Stahuje tkáň  
 Kontroluje krvácení  
 Rozpouští tuk

Severní magnetický pól. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když cívku otočíte k zemskému severnímu magnetickému pólu.



Ovlivňuje polaritu tekutin  
 Podporuje růst  
 Hojí a regeneruje  
 Upravuje špatný krevní oběh  
 Stimuluje vnitřní orgány a žlázy  
 Vytlačuje toxiny z lymfatických žláz do krevního oběhu

Jižní magnetický pól. Nejlepšího výsledku dosáhnete, když cívku otočíte k zemskému jižnímu magnetickému pólu.



RŮZNÉ DRUHY VYUŽITÍ: Polarizace vody, podpora růstu rostlin, zlomeniny u lidí a zvířat. Magnetické pulsy jsou bez vedlejších účinků.

Informace o MPG30 najdete v časopise WM magazin: [www.wmmagazin.cz](http://www.wmmagazin.cz)

alternativní medicína